

CONFECCIÓN DE COLCHÓN PARA POSICIONAMIENTO EN PRONO



MATERIALES:

- Espuma de densidad 25, de 21 cm de alto, por 60 cm de ancho y 120 cm de largo
- Espuma para relleno de cojín facial
- Tela lavable (ecocuero)
- Velcro
- Pegamento
- Máquina de coser

PROCEDIMIENTO:

Antes de realizar cualquier procedimiento, es importante contar con todas las medidas de seguridad para la construcción del colchón, en particular al realizar el corte del material

- Crear un molde de acuerdo a las medidas establecidas en la **IMAGEN DE REFERENCIA** y marcar todas las partes
- Cortar siguiendo el molde. La profundidad de corte de la zona abdominal y mamas es de 7 cm
- La funda puede confeccionarse y unirse con máquina de coser o con pegamento. En nuestro ejemplo de confección, la parte superior fue cosida y la parte inferior fue pegada. Después de la confección, es necesario ventilar bien el colchón para evitar olores indeseados
- Para asegurar un buen calce del cojín abdominal, hay que ajustar su tamaño disminuyéndolo aproximadamente 1 cm el diámetro de éste, ya que la funda del cojín y del colchón sumarán grosor

IMAGEN DE REFERENCIA:

