



PCR Y TEST RÁPIDO EN CONTEXTO COVID- 19 EMPRESAS

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que se transmiten entre animales y personas, que causan enfermedades que van desde el resfriado común (como por ejemplo: coronavirus HKU1, NL63, 229E y OC43) hasta enfermedades más graves, como el Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el Síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Dentro de este último espectro, el 31 de diciembre del 2019 apareció un nuevo coronavirus denominado 2019-nCoV. Para su diagnóstico, además de la clínica, existen pruebas como el RT-PCR y test serológicos que miden anticuerpos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el protocolo de detección molecular (RT-PCR) en tiempo real para la confirmación diagnóstica del COVID-19 y señala una serie de limitaciones respecto a los test serológicos de detección de anticuerpos IgM e IgG para fines diagnósticos. No obstante lo anterior, el pasado 26 de abril, el Consejo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud, emitió un informe en el que declara que este tipo de exámenes sí pueden tener un rol de apoyo diagnóstico, especialmente en situaciones en que no se dispone de RT-PCR o cuando éste ha resultado negativo.



PRUEBA RT-PCR

ALGUNAS DEFINICIONES A CONSIDERAR CON RESPECTO AL ESTUDIO CON RT-PCR

¿Qué es?

Es un examen molecular que detecta pequeños fragmentos del material genético del SARS-CoV, y se ha definido como el examen gold standard para la confirmación diagnóstica de COVID-19.

¿A quién se le realiza?

A todo paciente que presente síntomas relativos a infección por COVID-19 (sospechoso) para confirmar el diagnóstico.

Objetivo

Detectar a las personas que presentan la enfermedad, por lo que sería el examen más sensible y específico para su diagnóstico.

¿Qué muestras requiere?

El examen se realiza en muestras de secreciones respiratorias (hisopado nasofaríngeo, orofaríngeo, esputo, lavado bronqueoalveolar) que se procesan en laboratorios especializados.

Tiempo en obtención de resultados

Se obtienen en al menos 24 horas en su proceso completo (desde la toma de la muestra hasta tener el resultado disponible), pudiendo extenderse dependiendo de factores asociados a los laboratorios (disponibilidad de kits reactivos y capacidad de muestras diarias que pueden evaluar).

Limitaciones

- Tiene entre un 10% a 30% de resultados falsos negativos, los que pueden darse debido a errores en la técnica o baja carga viral al momento de toma de examen
- Resultado positivo tras varias semanas de transcurrida la infección, por restos de virus circulante, por lo que no se debe utilizar como examen de egreso

Aplicación y usos del estudio con RT-PCR


- Para realizar el diagnóstico de COVID-19
- Para realizar vigilancia activa en grupos críticos, con la finalidad de tomar conductas preventivas. Ejemplos de grupos a testear:
 - a. Colectivos vulnerables con mayor probabilidad de desarrollar enfermedad grave (hogares de ancianos y de enfermos crónicos).
 - b. Personal de salud (Médicos, Enfermeros, Paramédicos).
 - c. Trabajadores de áreas claves para la continuidad operacional del país (transporte, bomberos, fuerzas de seguridad, minería, energía, agua).

VIGILANCIA ACTIVA CON RT-PCR

Conductas:

- Persona RT-PCR positiva asintomático: Derivar de acuerdo a origen de enfermedad, en contexto laboral con trazabilidad se deriva a su mutualidad, o si es de origen común a su sistema previsional para aislamiento por 14 días
- RT-PCR positiva, con síntomas leves, moderados o severos: aislamiento por 14 días, en lugar a definir según evaluación, labor y grupo de riesgo. Además, identificación y cuarentena de los contactos. Estas indicaciones deben ser entregadas por la institución previsional o centro de salud.

Casos Sospechosos ¿Cómo se interpreta y qué hacer?



***Diagnóstico de COVID-19 solo debe ser realizado con RT-PCR**



PRUEBAS SEROLÓGICAS DE DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGM/IGG CONTRA SARS-COV-2

¿Qué son?

Son exámenes que detectan los anticuerpos creados por el sistema inmune de cada persona como mecanismo de defensa ante la presencia de COVID-19, por lo que, en una persona infectada por el virus permitiría confirmar la presencia de anticuerpos IgM y/o IgG contra el coronavirus.

¿A quién se le realiza?

A grupos para estudio de seroprevalencia o apoyo diagnóstico.

Objetivo

Indagar la presencia de anticuerpos en una persona con sospecha de contagio de coronavirus. La IgM se eleva entre los primeros 3 y 7 días del proceso infeccioso, con un peak alrededor de los 14 días de la enfermedad, por su parte, la IgG comienza a aparecer después de los 8 días de enfermedad, con un peak a los 21 días. Así, el estudio con Test de Anticuerpos que diferencie entre IgM e IgG permitiría establecer si el paciente se encuentra en una fase aguda o tardía de la enfermedad.

¿Qué muestras requiere?

La muestra para realizar el examen se toma a partir de sangre, suero o plasma.

Tiempo en obtenerse los resultados

Entre los 8 y 15 minutos, dependiendo del test utilizado y capacidad de muestras diarias que pueden evaluar

¿Quién toma el test?

Personal de salud capacitado.


Limitación

- Debido a que la formación de los anticuerpos se inicia alrededor del tercer día post exposición al virus, no sería útil en el diagnóstico precoz de la enfermedad y los test actualmente disponibles reportan bajos niveles de sensibilidad, que bordean el 50% cuando son realizados en etapas tempranas. Dado el aumento progresivo en los niveles de anticuerpos, esta sensibilidad aumenta progresivamente si la prueba se aplica desde el 6° a 7° día del contagio.

Uso de test rápido

- Su principal utilidad es en estudios de seroprevalencia en diferentes grupos humanos/comunidades. Este tipo de estudios incluyen exámenes serológicos poblacionales asociados a una breve encuesta clínico-epidemiológica a pacientes con examen positivo (tanto de IgM como IgG), explorando síntomas y contacto con casos COVID-19, para determinar fecha probable de infección.

Test rápidos - ¿Cómo se interpretan y qué hacer en cada caso?



RESUMEN

RT-PCR

- Es un examen molecular que detecta pequeños fragmentos del material genético del COVID-19, por lo que se ha definido como el examen gold standard para la confirmación diagnóstica de COVID-19
- Su uso es para realizar el diagnóstico de COVID-19 y vigilancia activa
- Su principal limitación es que tiene un 10% a 30% de resultados falsos negativos y además que puede dar resultado positivo tras varias semanas de transcurrida la infección, por la presencia de fragmentos de virus circulantes en pacientes recuperados

TEST RÁPIDOS

- Son exámenes que detectan los anticuerpos creados por el sistema inmune de las personas como mecanismo de defensa ante la presencia de COVID-19
- Se utilizan para estudios de seroprevalencia en diferentes grupos humanos/comunidades
- Debido a que la formación de los anticuerpos se inicia alrededor del 3er día post exposición al virus, no sería útil en el diagnóstico precoz de la enfermedad



Para más información llama al 600 360 7777 (Salud Responde del MINSAL) o a nuestro ACHS CENTER 600 600 2247